

Arc Lingual

Description de l'appareil

L'arc lingual est un appareil composé de 2 bagues qui sont scellées autour des premières molaires définitives inférieures.

Ces 2 bagues sont reliées par un fil qui court contre la face interne des dents.

Rôle de l'appareil

L'arc lingual est un appareil passif dont le but est de bloquer l'avancée des molaires définitives lors de la chute des molaires de lait.

Les molaires de lait vont être remplacées par des prémolaires, plus petites, et l'arc lingual sert de mainteneur d'espace.

Adaptation

- Il faut un temps d'adaptation à cet appareil car bien qu'il ne délivre aucune force le patient doit s'habituer aux bagues.
- Il ne faut pas hésiter à prendre **des antalgiques**.
- L'arc lingual peut entraîner des blessures : il faut mettre de **la cire de protection orthodontique ou du chewing-gum**.

Précautions

- Il faut prendre soin de cet appareil en évitant de manger des aliments trop durs ou trop collants (carambar)
- Il faut aussi bien se brosser la gencive sous les bagues.
- Ne pas frotter la langue contre l'appareil.

Urgence

Si les bagues se décollent, l'appareil va bouger et il faut prendre un RDV pour le recoller.

Si un côté seulement se décolle, appuyer avec le pouce pour remettre la bague en place. Ne pas chercher à décoller l'autre côté. Prendre RDV pour le recoller.